

## ДИСПЕНСЕРЫ GMD 500



Диспенсер изготовлен из высокопрочного ABS-пластика, что обеспечивает его долговечность. Диспенсер состоит: из корпуса и многоразовой ёмкости - для жидких антисептиков, помпового насоса, шурупов.

### Крепление диспенсера к стене:

- ✓ при наличии в комплектации кронштейна, который крепится к стене, диспенсер одевается на него и движением вниз фиксируется.
- ✓ при отсутствии в комплектации кронштейна, диспенсер крепится к стене непосредственно 3-мя шурупами.



### Работа диспенсера:

Перед креплением диспенсера к стене открыть переднюю панель основного корпуса и извлечь емкость. Потом закрепить дозатор к стене.

Накрутить на емкость помповый насос. Налить в емкость жидкий антисептик или мыло и вставить ее в корпус. Переднюю панель закрыть.

Для обработки рук антисептиком или жидким мылом необходимо нажать пальцами или локтем на переднюю панель.



### Уход за диспенсером.

Многоразовую емкость с помповым насосом необходимо промывать:

- по окончании мыла во флаконе;
  - 1 раз в 2 недели и в случаи смены на другой антисептик;
- Для этого отмыть емкость под проточной водой от остатков антисептика или мыла, наполнить емкость питьевой водой на 50% и вручную нажимая на помпу промыть ее до чистой воды.

Размеры 112мм(Ш)X102мм (Г) X224 мм(В).

Объем помпы 1,5 мл

Объем флакона 500 мл.

